

Wie entnehme ich eine DNA-Probe bei meinem Hund?

Die Zellen die Sie durch einen Schleimhautabstrich von Ihrem Hund gewinnen bilden die Grundlage für diesen Hunde DNA-Test. Darum ist es von großer Bedeutung, dass die Probe in einem reinen Zustand zur Analyse dem Labor vorliegt. Unser Testhund Jenna führt sie beispielhaft, in einzelnen Schritten, durch die Entnahme einer Speichelprobe.

Bevor Sie damit beginnen, sollten Sie bitte folgende Punkte beachten:

Ihr Hund sollte ca. eine Stunde vor der Probenentnahme nichts gefressen haben. Durch eine Sichtprüfung können Sie feststellen ob im Maul des Hundes, zwischen Wange und Zahnfleisch, noch Speisereste vorhanden sind. Eventuell vorhandene Speisereste bitte vor der Probenentnahme entfernen, um sicherzustellen, dass keine Speisereste auf den Wattetupfer gelangen.

Haben Sie mehrere Hunde, ist es wichtig, dass die Hunde vor Entnahme der Probe mindestens eine Stunde voneinander getrennt sind. In dieser Zeit sollten sie auch getrennt sein von gemeinsamen Spielzeug, Wassernäpfen sowie anderen Utensilien, die auch andere Hunde benutzen.

Waschen Sie sich zwischen den einzelnen Probenentnahmen die Hände. Diese Maßnahmen sind notwendig um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

Schritt 1:

Schreiben Sie den Namen Ihres Hundes auf die Verpackung des Wattetupfers. Dies ermöglicht es uns die Testtupfer immer dem richtigen Hund zuzuordnen.



Schritt 2:

Ziehen Sie am Ende der Verpackung der Wattetupfer die losen Enden etwas auseinander. Jetzt können Sie die Tupfer am Kunststoffgriff heraus ziehen um den Abstrich durchzuführen.

Schritt 3:

Der Kopf des Tupfer befindet sich dort wo die fest zusammengerollte Watte zu sehen ist.
Bitte beachten Sie das Sie den vorderen Bereich des Tupfers nicht mit den eigenen Fingern berühren!



Schritt 4:

Halten Sie den Kopf des Hundes in einer für ihn entspannten Haltung fest und reiben und drehen Sie den Wattetupfer vorsichtig an der Innenseite seiner Wange ca. 20 Sekunden hin und her. Diesen Vorgang wiederholen Sie bitte nun auch mit dem zweiten Tupfer.

Schritt 5:

Beide Tupfer, getrennt von anderen Proben, ca. 10 Minuten antrocknen lassen. Danach beide Tupfer wieder in die Verpackung zurückstecken. Jetzt noch die beiliegende Kundeninfokarte ausfüllen und alles beides zusammen in den Rückumschlag stecken und an uns zurück schicken.



Jetzt sind Sie sicherlich gespannt auf das Ergebnis!